

ARaymondlife s'appuie sur ses expertises technologiques pour le développement et la fabrication de solutions innovantes pour le marché de la santé.

Partenaire des laboratoires pharmaceutiques et des acteurs de l'industrie médicale, ARaymondlife accompagne vos projets tout au long de leurs cycles de vie.

Apporteur de solutions, nous transformons vos idées en innovations sur-mesure.



RayDyLyo®

Dispositif de fermeture pour flacons standards¹, RayDyLyo® est une solution de capsulage tout plastique. Alternative à l'aluminium, RayDyLyo® supprime l'étape de sertissage pour les formes liquides et lyophilisées.

Il offre une meilleure ergonomie lors de l'utilisation : ouverture facilitée et réduction des risques de détérioration des gants.



¹ - Norme iso 8362-1 et 8536-1

ARaymond** ネットワーク

ARaymond
150

ARaymond

2007

ARaymondlife

1


11

25

0(

6 200

150 ☒



ARaymondlife, société du Réseau ARaymond, se situe à Grenoble au cœur du bassin Rhône-Alpin, au plus proche de la recherche et des entreprises de la filière industrielle pharmaceutique, qui comptent, parmi elles, des leaders mondiaux du vaccin humain, des biotechnologies, de la santé animale et du diagnostic in vitro.

ARAYMONDLIFE SASU*

1 rue Louis Besançon
38120 Saint-Egrève - FRANCE
Tel +33 4 56 52 61 76
contact@araymond-life.com



www.araymond-life.com

www.raydylyo.com

© *ARaymondlife SASU - RCS Grenoble 501 397 012 - 1, Rue Louis Besançon - 38120 Saint Egrève - FRANCE a conçu cette brochure.
** « ARaymond Network » désigne un réseau d'entreprises indépendantes bénéficiant d'une licence d'utilisation d'ARAYMOND™. Cette brochure est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue ni une offre ni un accord. ARaymondlife ne formule aucune garantie, expresse ou implicite, concernant, de manière non limitative, l'exactitude, la fiabilité, la nouveauté, l'exhaustivité, l'adéquation à une fin particulière ou la valeur marchande des informations qu'il contient. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter ARaymondlife SASU.
Communication Raygroup - 2017 - Crédit photo: Franck Ardito et ARaymond network

ARaymond

MORE THAN FASTENING

INJECTEUR D'INNOVATIONS POUR LA SANTÉ



- ☒☒☒☒
- ☒☒☒☒
- ☒☒☒☒

ARaymond ™
MORE THAN FASTENING

EXPERT EN PLASTURGIE

PARTENAIRE DE VOS PROJETS POUR :

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

ARaymondlife développe et fabrique sa propre gamme d'articles de conditionnement RayDyLyo® ainsi que des emballages primaires et secondaires à façon pour l'industrie pharmaceutique (humaine et vétérinaire).

L'INDUSTRIE MÉDICALE

ARaymondlife conçoit et fabrique des dispositifs médicaux, des dispositifs de diagnostic, ainsi que des consommables pour équipements de laboratoires à partir de cahiers des charges établis avec ses clients.

INGÉNIERIE ET SOLUTIONS SUR-MESURE

ARaymondlife, grâce à son bureau d'études intégré, propose un accompagnement global des projets de développement, des premiers concepts à la production série :

- Compréhension du besoin
- Définition du cahier des charges
- Étude
- Prototypage
- Moyens de simulation et rhéologie
- Conception et réalisation des moules
- Accompagnement qualité et affaires réglementaires
- Montage des dossiers

Nos ingénieurs sont toujours en quête de nouveaux concepts, de nouvelles matières et technologies pour proposer des solutions techniques.



ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE



Depuis 2008, ARaymondlife est un établissement pharmaceutique certifié GMP EU doté d'équipements industriels automatisés qui permettent de produire sous atmosphère contrôlée :

- Une usine de 3700 m² inaugurée en 2015
- Parc récent de presses automatisées
- Machines d'assemblages automatisés
- Presses médicalisées en salle blanche ISO 5 à ISO 8
- 2 pharmaciens
- Atelier dédié pour la fabrication de médicament*

** ARaymondlife a co-développé et fabrique pour le compte d'un laboratoire de santé vétérinaire français, un dispositif de délivrance d'hormone administrée sous forme de matrice imprégnée.*

SPÉCIALISTE EN INJECTION PLASTIQUE

ARaymondlife propose à l'industrie pharmaceutique l'expertise en injection et bi-injection thermoplastique développée par le Réseau ARaymond.

- **Maitrise des polymères :**
grades médicaux, hautes performances mécaniques (ex. PEEK)
- **Maitrise du processus :**
injection mono ou bi-matière, surmoulage, assemblage complexe automatisé, soudures ultra-sons
- **Personnalisation :**
marquage, couleur
- **Services associés :**
stérilisation, conditionnement sur-mesure



RÉALISATION DES MOULES



ARaymondlife met en oeuvre un savoir-faire dans la réalisation des moules et s'appuie sur un réseau local de moulistes spécialistes des exigences de l'industrie de la santé.

- Moules acier inox
- Moules multi-empreintes
- Injection directe obturée
- Maitrise de la thermique
- Moules bi-matières
- Étude rhéologique
- Instrumentation possible pour une meilleure maîtrise du process